



Ai Skin Doctor

Ai 시스템 반도체 설계 (2기)
엄찬하, 김민규, 임재홍, 신상학

Index



OverView

1. 배경 및 목표
2. 특징 및 장점
3. 기대 효과
4. 구성 요소



일정 / Design

1. 개발 일정
2. 개발 과정
3. Design Flow



Technology

1. DataSet
2. 모델 학습
3. Performance
4. 핵심 기술





고찰 / 마무리

1. Trouble shooting
2. 고찰
3. 시연 영상


기저세포암



배경



피부암 종류별 5년 상대 생존률 (2015~2019)




개요

AI 기반 피부 질환 인식 & 안내 시스템

카메라를 통해 실시간으로 피부 상태를 인식, 이를 기반으로 피부 질환의 종류를 분류

해당 질환에 대한 정보를 사용자에게 텍스트 및 음성을 제공하는 AI 기반 피부 질환 인식 및 안내 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다.



목표

1. 피부 질환 인식 AI 모델

- AIHub 피부별 종양 DataSet
- MNv2 적용

2. 신뢰도 기반 확정 로직

- 5초 이상 동일 class 감지 시 확정
- 오진 가능성 최소화

3. 질환 정보 자동 생성

- LLM (Gemma 3:1b) 기반 설명 텍스트 생성
- 증상, 관리법 등 자연어로 안내

4. 음성 및 App 등의 편의 기능 확장

- 생성된 텍스트 → TTS 음성 변환
- 사용자 접근성 향상을 위한 APP 및 Flutter 형식 제작

주요 특징 및 강점



사용자 친화적 UI/UX
(텍스트 + 음성 안내)



비대면 진료
홈 헬스케어



확장성 높은 구조
(질환 추가, 다국어 등)

기대 효과



자가 진단
보조 도구

취약계층
음성
안내


디지털
헬스케어
시장
경쟁력

서비스
확장성

사용 HW



- 인터페이스 : USB
- 화소 : 200만 화소
- 해상도 : 1920 x 1080 (FHD)
- 프레임 : 30fps
- 시야각 : 60°



프로세서 : 브로드컴 BCM2712 쿼드 코어 64비트 Arm Cortex-A76 CPU, 2.4GHz
메모리 : 4GB LPDDR4X-4267 SDRAM
그래픽 : VideoCore VII GPU, OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2 지원
디스플레이 : 듀얼 4Kp60 HDMI 디스플레이 출력, HDR 지원
네트워크 : 듀얼 밴드 802.11ac Wi-Fi, 블루투스 5.0/BLE, 기가비트 이더넷 (PoE+ 지원)
전원 : 5V/5A DC 전원 (USB-C PD 지원)

사용 플랫폼

FrameWork



Model Format



ONNX



개발 도구




개발 언어



Dart







이꾸조

Gantt Chart

<개발 일정>




개발 과정




전체 design flow




Camera Input



Preprocessing



CNN Inference




Class Decision Logic



Gemma 3

LLM 호출



TTS

모델 요약표

모델	MobileNetV2 (Pretrained, include_top=False)
입력 크기	96x96x3
커스텀 레이어	GAP → Dense(128, ReLU) → Dropout(0.5) → Dense(n, Softmax)
Optimizer	Adam (lr=0.0001)
출력	softmax (다중 클래스 분류, 클래스 수=7)
기술 요소	전이학습, 데이터 증강, EarlyStopping, Checkpoint, Dropout
성능	Train acc: 98.4%, Val acc: 98.5% (Epoch 34 기준)

초기 모델 학습 (Class : 15)

<Dataset>



```
TS_MalignantMelanoma  
TS_ActinicKeratosis  
TS_BasalCellCarcinoma  
TS_BowensDisease  
TS_Dermatofibroma  
TS_EpidermalCyst  
TS_Hemangioma  
TS_MelanocyticNevus  
TS_Milia  
TS_Normal  
TS_PigmentedMacule  
TS_PyogenicGranuloma  
TS_SeaceousHyperplasia  
TS_SeborrheicKeratosis  
TS_SquamousCellCarcinoma  
TS_Verruca
```

```
# ☑ 클래스 이름 명시 (15개 클래스)  
class_names = [  
    'TS_ActinicKeratosis', 'TS_BasalCellCarcinoma', 'TS_BowensDisease', 'TS_Dermatofibroma',  
    'TS_EpidermalCyst', 'TS_Hemangioma', 'TS_MalignantMelanoma', 'TS_MelanocyticNevus',  
    'TS_Milia', 'TS_PigmentedMacule', 'TS_PyogenicGranuloma', 'TS_SeaceousHyperplasia',  
    'TS_SeborrheicKeratosis', 'TS_SquamousCellCarcinoma', 'TS_Verruca'  
]  
  
# ☑ 데이터 증강 설정  
datagen = ImageDataGenerator(  
    rescale=1./255,  
    validation_split=0.2,  
    rotation_range=90,  
    width_shift_range=0.1,  
    height_shift_range=0.1  
    shear_range=0.1,  
    zoom_range=0.1,  
    horizontal_flip=True,  
    fill_mode='nearest'  
)  
  
# ☑ 학습 데이터  
train_generator = datagen.flow_from_directory(  
    dataset_path,  
    target_size=(96, 96),  
    batch_size=32,  
    class_mode='categorical',  
    subset='training',  
    shuffle=True  
)
```

```
# ☑ 검증 데이터  
val_generator = datagen.flow_from_directory(  
    dataset_path,  
    target_size=(96, 96),  
    batch_size=32,  
    class_mode='categorical',  
    subset='validation',  
    shuffle=True  
)  
  
# ☑ 전이학습 모델 구성  
base_model = MobileNetV2(input_shape=(96, 96, 3), include_top=False, weights='imagenet')  
base_model.trainable = False # Freeze pretrained weights  
  
model = models.Sequential([  
    base_model,  
    layers.GlobalAveragePooling2D(),  
    layers.Dense(128, activation='relu'),  
    layers.Dropout(0.4),  
    layers.Dense(len(class_names), activation='softmax') # ☐ 클래스 수 자동 반영 (15개)  
)  
  
# ☑ 컴파일  
model.compile(optimizer=Adam(learning_rate=1e-4),  
    loss='categorical_crossentropy',  
    metrics=['accuracy'])
```

초기 모델 결과 (Class : 15)

Epoch 28/30
300/300 - 139s - 465ms/step - accuracy: 0.9425 - loss: 0.1742 - val_accuracy: 0.9521 - val_loss: 0.1469



최종 모델 학습 (Class : 7)

<Dataset>



```
BasalCellCarcinoma  
EpidermalCyst  
Hemangioma  
Milia  
Normal  
SquamousCellCarcinoma  
Verruca
```

```
# ✓ 데이터 증강 설정  
datagen = ImageDataGenerator(  
    rescale=1./255,  
    validation_split=0.2,  
    rotation_range=15,  
    width_shift_range=0.05,  
    height_shift_range=0.05,  
    shear_range=0.1,  
    zoom_range=0.1,  
    brightness_range=[0.8, 1.2],  
    horizontal_flip=True,  
    fill_mode='nearest'  
)  
  
# ✓ 데이터 로딩  
train_generator = datagen.flow_from_directory(  
    dataset_path,  
    target_size=(96, 96),  
    batch_size=32,  
    class_mode='categorical',  
    subset='training',  
    shuffle=True  
)  
  
val_generator = datagen.flow_from_directory(  
    dataset_path,  
    target_size=(96, 96),  
    batch_size=32,  
    class_mode='categorical',  
    subset='validation',  
    shuffle=True  
)
```

```
# ✓ 클래스 이름 자동 추출  
class_names = list(train_generator.class_indices.keys())  
print("클래스 인덱스:", train_generator.class_indices)  
  
# ✓ MobileNetV2 기반 모델 구성  
base_model = MobileNetV2(input_shape=(96, 96, 3), include_top=False, weights='imagenet')  
base_model.trainable = False  
  
model = models.Sequential([  
    base_model,  
    layers.GlobalAveragePooling2D(),  
    layers.Dense(128, activation='relu'),  
    layers.Dropout(0.5)  
    layers.Dense(len(class_names), activation='softmax')  
)  
  
model.compile(optimizer=Adam(learning_rate=1e-4),  
              loss='categorical_crossentropy',  
              metrics=['accuracy'])
```


최종 모델 결과 (Class : 7)

```
Epoch 34/50  
70/70 - 136s - 2s/step - accuracy: 0.9844 - loss: 0.0493 - val_accuracy: 0.9857 - val_loss: 0.0324
```



핵심 기술 1. 멀티 플랫폼 호환성

<Converter>




Quantization

Floating point Integer

3452.3194 → 3452

32 bit 8 bit



핵심 기술 2. 악성 피부 병변 탐지

content

- ham10000_isic2018
- dataverse_files
 - HAM10000_images_combined_600x450
 - HAM10000_segmentations_lesion_tschandl
 - ISIC2018_Task3_Test_Images
 - HAM10000_metadata
 - ISIC2018_Task3_Test_GroundTruth.csv
 - ISIC2018_Task3_Test_NatureMedicine_AI_Interaction_Benefit.csv

kaggle

- input
- skin-cancer-mnist-ham10000
 - HAM10000_images_part_1
 - HAM10000_images_part_2
 - ham10000_images_part_1
 - ham10000_images_part_2
 - HAM10000_metadata.csv
 - hmnist_28_28_L.csv
 - hmnist_28_28_RGB.csv
 - hmnist_8_8_L.csv
 - hmnist_8_8_RGB.csv

-  HAM10000 (ISIC challange 2018 mask.ver)
↓
-  Fast R-CNN 구조 (ResNet-50 백본)
↓
-  병변 영역 자동 크롭 (ISIC challange 2023)
↓
-  EfficientNet-B3 이진 분류 (악성/양성)
↓
-  완전한 성능 평가 (정확도, F1)

Classification Results:



Accuracy: 0.8849

Precision: 0.7261

Recall: 0.4672


F1 Score: 0.5686

Confusion Matrix




APP

material Design& scaffold layout



```
Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
        key: _scaffoldKey,
        backgroundColor: const Color(0xFF101010),
        appBar: AppBar(
            backgroundColor: const Color(0xFF101010),
            elevation: 0,
            title: Container(
                padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16, vertical: 8),
                decoration: BoxDecoration(
                    color: Colors.white.withOpacity(0.08),
                    borderRadius: BorderRadius.circular(20),
                    border: Border.all(color: Colors.white.withOpacity(0.1)),
                ),
        ),
```



카메라 초기화

```
final cameras = await availableCameras();
_controller = CameraController(cameras.first, ResolutionPreset.veryHigh, enableAudio: false);
```

사진 촬영



```
img.Image? image = img.decodeImage(bytes);
image = _cropToViewfinderArea(image);
```

AI 분류


```
final pred = await SkinClassifier.classify(image);
```

결과 종합

```
final confidence = confList.reduce((a, b) => a + b) / confList.length;
resultText = '$label ${confidence * 100}.toStringAsFixed(1)%';
```




핵심 기술 4. Interface 2 -> Raspberry Pi




RaspberryPi

- API 엔드 포인트 제공
- 이미지 수신 및 전처리
- AI 모델 추론
- LLM 연동
- 취합 및 응답




- UI 제공
- 이미지 획득
(카메라 / 갤러리)
- 결과 표시
- 음성 안내 (TTS)

핵심 기술 4. Interface 2 -> Raspberry Pi



핵심 기술 4. Interface 2 -> Raspberry Pi



트러블슈팅 1. 세팅 문제




Project_skindoctor Public

main 1 Branch 0 Tags Go to file Add file Code

MEGA-MK05 Update README.md f800cff · 3 days ago 8 Commits

- captures Add files via upload 3 days ago
- model Add files via upload 3 days ago
- OPTIMIZED_option.md Add files via upload 3 days ago
- README.md Update README.md 3 days ago
- camera_h5_diagnosis.py Update camera_h5_diagnosis.py 3 days ago
- camera_onnx_diagnosis.py Add files via upload 3 days ago
- camera_onnx_optimized.py Update camera_onnx_optimized.py 3 days ago
- convert_h5_to_onnx.py Add files via upload 3 days ago
- outline.md Update outline.md 3 days ago
- requirements.txt Add files via upload 3 days ago

README



설치 및 설정

window

1. 필요한 패키지 설치

```
# 기본 패키지  
pip install -r requirements.txt
```

사용 방법

1단계: 모델 변환

먼저 H5 모델을 ONNX/TFLite로 변환합니다:

```
```bash  
python3 convert_h5_to_onnx.py
```

#### 변환 결과:

- ✓ skin\_model.onnx - ONNX 모델 생성
- ✓ skin\_model\_quantized.tflite - 8비트 양자화 TFLite 모델 생성
- ✓ skin\_model\_quantized\_dynamic.onnx - 8비트 동적 양자화 onnx 모델 생성
- ✓ skin\_model\_static\_dynamic.onnx - 8비트 정적 양자화 onnx 모델 생성

#### 2단계: 진단 프로그램 실행

```
ollama 실행 (터미널 하나 더 열어서 진행해)
ollama run gemma3:1b
```

```
h5 기본
python camera_h5_diagnosis.py
```

```
onnx 기본
python camera_onnx_diagnosis.py
```

```
onnx runtime 적용
python camera_onnx_optimized.py
```

### # Linux

#### 1. 필요한 패키지 설치

```
기본 패키지 설치
pip install -r requirements.txt
```



```
Pillow 최신 버전 업그레이드 (텍스트 렌더링 오류 방지용)
pip install --upgrade pillow
```

```
리눅스(Ubuntu) 환경에서 한글 폰트가 깨질 경우 아래 명령어로 나눔글꼴 설치
sudo apt update
sudo apt install fonts-nanum
```

fonts-nanum은 한글을 깨지지 않게 표시하기 위해 필요합니다. 설치 후 코드에서 다음과 같이 경로를 설정하세요:  
font\_path = "/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumGothic.ttf"

```
Ollama 설치 (Snap 기반)
sudo snap install ollama
```

# 트러블슈팅 2. Yolo → Faster-RCNN




VS



# 트러블슈팅 3. 모델 성능 향상


feature_vec	입력 이미지의 시각적 특징을 담은 벡터
MAV	각 클래스의 평균 특징 벡터
거리	예측 이미지가 각 클래스와 얼마나 유사한지를 수치화
threshold	값이 너무 크면 Unknown 으로 분류



# 고찰 – 제한된 성능 해결 FPGA 가속



# 고찰 – 제한된 성능 해결 FPGA 가속



2.4GHz

$$4\text{코어} \times 2.4\text{GHz} \times 4\text{FLOPs/cycle} \approx 38.4\text{GFLOPs}$$

$$T_{cpu} = 3.8\text{GFLOPs}$$


$$\frac{12\text{GFLOPs}}{\text{sec}}$$

$$\approx 0.316 \text{ sec} \approx 316\text{ms}$$

**ResNet-50**  
224×224 RGB 이미지 1장 처리  
시 약 **3.8 GFLOPs**의 연산

**FLOPs:**  
부동소수점 연산  
**GOALS:**  
고정소수점 연산

이론상 성능



100MHz

$$y=a \times b + c$$
  
2개의 기본 연산

$$3.8 \text{ GFLOPs} \approx 7.6 \text{ GOPS} \text{ (assuming 2 ops/FLOP for conv)}$$

$$T_{cpu} = 7.6\text{GFLOPs}$$

$$\frac{10\text{GFLOPs}}{\text{sec}}$$

$$\approx 0.76 \text{ sec} \approx 76\text{ms}$$

# 고찰 – 제한된 성능 해결 FPGA 가속

현실적 제약 → Basys3 성능 문제로 30% 가속 사용


$$T_{total} = T_{cpu} \times 0.7 + T_{FPGA} \times 0.3$$


$$T_{total} = (316\text{ms} \times 0.7) + (76\text{ms} \times 0.3) = \\ 221\text{ms} + 22.8\text{ms} = 243.8\text{ms}$$

316ms → 244ms / 약 23% 속도  
향상

시연

# 라즈베리파이





# 감사합니다

## Q&A